

1 cementeeroplossing: G-CEM ONE™ vereenvoudigt - Ontvang er nu een gratis LM Arte Eccesso instrument bij! *

G-CEM ONE is een echt universeel, niet-techniekgevoelig hechtcement met een hoge hechtsterkte en een uitstekend zelfuithardend vermogen. Het vereenvoudigt al uw cementatie-procedures en biedt meer voorspelbare resultaten en vertrouwen en kan worden gebruikt voor alle uitdagende klinische situaties.

*actie geldig tot 31 maart

G-CEM ONE kan worden gebruikt voor een breed scala aan indicaties, waaronder uitdagende klinische situaties, dankzij de GC Touch Cure.

[Bekijk de product website hier](#)

One GC Touch Cure

De chemische initiator in de G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer versnelt de chemische uitharding van het cement vanaf het tandoppervlak om een stabiele hechting te garanderen.



Betrouwbaar

Optimale hechtsterkte voor retentieve en niet-retentieve1 preparaties dankzij de unieke GC Touch Cure-mogelijkheid van de optionele G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.

Techniekongevoelig

Uitzonderlijke chemische uitharding voor zekerheid, tack cure optie voor eenvoudig verwijderen en schoonmaken van overmaat, Vocht- en speekseltolerantie¹, Geoptimaliseerde vloeit van de pasta, Nagenoeg geen postoperatieve gevoeligheid³

Optionele G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Voor alle abutments en caviteiten

- MDP: hechting aan tandstructuur, zirkonium en niet-edelmetaal
- 4-MET: hechting aan tandstructuur
- MDTP: hechting aan edelmetaal

- Accelerator $\Rightarrow$ Sterke hechting aan abutments en caviteiten met GC Touch Cure.

Geen lichtuitharding, gewoon drogen: Wacht 10 sec - Sterke luchtdruk 5 sec

Universeel

Uitstekende hechtsterkte aan tanden en aan alle oppervlakken en substraten: glazuur, dentine, zirkonium, metaal, glaskeramiek², hybride keramiek².

Esthetisch

Onzichtbare, slijtvaste rand voor esthetische resultaten.

Eenvoudig

Minder voorraad voor reproduceerbaarheid en een snelle, geoptimaliseerde workflow.

Prestaties ongeacht de translucentie



Metaal

Met dank aan
dr. Kazunori Ochi, Japan



Lithiumdisilicaat


Met dank aan
dr. Akimasa Tsujimoto, Japan

Op ONE kunt u vertrouwen!

Cement voor superieure hechtsterkte aan alle substraten





Bron: GC R&D, Data on file.



Bron: GC R&D, Data on file.
1 Met G-Mix PRIMER

Primer voor klinische uitdagingen



Onmiddellijke hechtsterkte om vroegtijdig debonding te voorkomen bij niet-retentieve casussen en CAD/CAM-gefreesde kronen, voor het comfort van uw patiënten.

De Adhesive Enhancing Primer zorgt voor een hoge hechtsterkte, zelfs in aanwezigheid van speekselverontreiniging.

Onzichtbare rand voor een esthetisch resultaat



Vóór behandeling



Na 6 maanden

Met dank aan dr. Masayuki Okawa, Japan

[Download de product leaflet hier](#)

¹ Met G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Met G-Multi PRIMER

³ Resultaten veldonderzoek, enkel met G-CEM ONE

Wil u graag kennismaken met dit nieuwe hechtcement van GC? Bij aankoop van een G-CEM ONE Systemkit, krijgt u momenteel een gratis LM Arte Eccesso gratis erbij. *

Mail ons via info.benelux@gc.dental en vermeld deze kortingscode: G-CEMONE-DI.

*De actie is geldig tot en met 31 maart 2021, neem contact op via info.benelux@gc.dental voor de voorwaarden.

PROMO

KOOP DE G-CEM ONE SYSTEM KIT



G-CEM ONE System Kit

Art. nr: 10006920

1x G-CEM ONE spuitje A2, 1x G-CEM ONE

spuitje Translucent, 15x GC Automix Tips

Regular, 5x GC Automix Endo tips, 1x G-CEM

ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml



PACKAGE
DEAL

ONTVANG GRATIS DE LM ARTE ECCESSO

Een instrument ontworpen voor het verwijderen van composiet- en bondingresten. De speciale geanguleerde uiteinden van de



Eccesso zijn ideaal voor het verwijderen van overtollig materiaal uit cervicale anterior en interproximale molaargebieden. Dit fijne maar stevige instrument wordt gekenmerkt door een geoptimaliseerde lengte, dikte en breedte van het blad.



Deze promotie is geldig tot 31 maart 2021